

## Blade Sport + Masszázspisztoly

### Miben segít?

Kiválóan alkalmas leggyakoribb izomfájdalmak, izomsérülések kezelésére és a regenerálódás nagyfokú elősegítésére.

Legyen szó akár hátfájás, derékfájás, térd és ízületi gyulladás, ülőideg fájdalmak, testtartás problémák, húzódások és izomgörcsökből adódó problémákról, segít enyhíteni az izom fáradtságot, merevséget, aminek a következtében a fájdalmak mérséklődnek.

A jobb vérkeringés által pedig felgyorsítja a bemelegítést és a gyógyulást is!

### Paraméterek

- Motor erősség: Szuper Erős
- Sebesség: 30 fokozat
- Sebesség tartománya: 6.67-48Hz
- Fordulatszám: 1000-3500 rpm.  
Fokozatonként +100 rpm
- Masszázsfjek: 15 db
- Amplitúdó: 10-13 mm
- Garancia: 1 év Garancia
- Lítium akkumulátor: 6-10 órás  
51.84 Wh
- Súly: 1.1 kg
- Zajszint: 45 DB
- Blade Sport Hordozó táska
- Hálózati adapter



## Blade Sport + Masszázspisztoly

**Gyártás során a forgó-kopó alkatrészek többsége a gyártótól eltérően erősebb kivitelben kerültek a készülékbe. Valamint pár egyedi módosítás is történt, aminek köszönhetően:**

- A motor végig ugyanazt az erőt képes leadni, még akkor is ha közben merül az akkumulátor vagy nagyobb erővel masszírozzák az adott izmot.
- A folyamatos rezgés ellenére, hosszú távon is egyben maradnak a csapágyak és az illesztések.
- A pisztoly súlypontja a hagyományostól hátrébb került, jobb kímélve a csukló ízületet.

A legtöbb masszázspisztoly zavaróan hangos. A masszörök emiatt nem tudnak megfelelően kommunikálni a pácienseikkel kezelés alatt, mert nem hallják őket. A Blade Sport Masszázspisztolyt zavartalanul fogod tudni használni, Tv nézés, zenehallgatás és beszélgetés közben is, mivel zajszintje 45 decibel alatti!

Nem veszít a teljesítményéből akkor sem ha merül! Végig letudja adni ugyanazt az erőszintet!

Az átlagos pisztolyok pár hónapos használat után a folyamatos rezgéstől elkezdenek ketyogni és az illesztéseknél el kezd engedni az anyag. Ennél a pisztolynál nem!



**Extra erős motor!** Minőségibb alkatrészekből lett a összeállítva a motor, nem lesz hengerfejes, nem fog zörögni és ami a legfontosabb, nem fog leállni a nagyobb kötöttetbb izmok masszírozásánál sem, mint a többi készülék! Még akkor sem ha nagyobb erővel van nyomva.!

Kényelmesebb fogás, és megfelelő súlypont! A súlypontja masszörökkel és gyógytornászokkal lett tesztelve, kifejlesztve. Hosszabb idő után sem fogja a rezgés a csuklót bántani és könnyebben lehet vele nagyobb erőt kifejteni a kényelmesebb súlyelosztás miatt.

## Blade Sport + Masszázs pisztoly



## Blade Sport + Masszázspisztoly



## Gyakran Ismételt Kérdések

### Hogyan kell használni?

Használat előtt teljesen töltsd fel a Masszázspisztolyt. (2-4 órán keresztül hagyd a töltőn.)

Válaszd ki a kívánt fejet, amivel masszírozni szeretnél és bekapcsolta állapotban nyomd hozzá a problémás testrészhez.

Mozgasd fel-le a pisztolyt és enyhe vagy közepesen erős nyomással nyomja rá a készüléket a problémás felületre.

### Általános használati útmutatás

Törekszünk arra, hogy a Blade Sport masszázspisztoly és a kiegészítők a lehető legbiztonságosabbak legyen. Viszont be kell tartanod pár alapvető óvintézkedést:

- Tölteni beltéren, jól szellőző, száraz helyen kell.
- Ne töltsd a készüléket a szabadban, fürdőszobában, vagy kádtól, medencétől 3 méteren belül.
- Ne használd a masszázspisztolyt nedves felületeken.
- Ne tedd ki az időjárási körülményeknek a töltőt és a masszázspisztolyt. Különösen a hó, eső és nedvesség ártalmas a legjobban.
- Ne használd a készüléket vagy a töltőt robbanásveszélyes környezetben (gázhalmazállapotú füstök, por vagy gyúlékony anyagok). Szikra keletkezhet, ami tüzet okozhat.
- Ne hordozd a töltőt a kábelénél fogva.
- Tartsd távol a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.
- Ne használd és ne töltsd sérült vezetékkel.
- Tartsd távol a kábelt a felmelegedett felületektől.
- Ne kezeld nedves kézzel a töltőt.
- Húzd ki a töltőt, ha nem használod. A sérült töltőt azonnal cseréld ki.
- Ne hagyd az akkumulátort a töltőben egy óránál tovább, miután az akkumulátor teljesen fel lett töltve. Az akkumulátor védelmi rendszert tartalmaz a túltöltés veszélyének elkerülése érdekében. A túltöltés azonban idővel csökkentheti élettartamát.
- Ne helyezz semmilyen akadályt a szellőzőnyílásokba. Tartsd távol a nyílástól a lenge ruhadarabokat, haját, szőr és mindent, ami a légáramlást akadályozná.
- Ne égesd le az akkumulátort, mert felrobbanhat, személyi sérülést vagy kárt okozhat. Valamint elégetésekor mérgező füstök és anyagok keletkeznek.
- Soha ne használj sérült töltőt.
- Ne érintkezzen az akkumulátor bőrrrel, szemmel vagy szájjal.
- Ha a bőrre került az akkumulátor folyadék, akkor mosd le szappannal és vízzel, majd öblítsd le ecettel. Ha szemedbe kerül az akkumulátor folyadék, azonnal öblítse le vízzel 20 percig, és forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor rövidre zár, ha egy fémtárgy kapcsolatot létesít az akkumulátor vagy a 12 V -os csatlakozó pozitív és negatív érintkezői között. A rövidre zárt akkumulátor tüzet és személyi sérülést okozhat.
- Ne használd takaró vagy párna alatt, mivel túlzott felmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Hűvös, száraz helyen tárolandó. Csak akkor töltsd a készüléket, ha a környezeti hőmérséklet 0 ° C/32 ° F és 40 ° C/104 ° F között van. Nyáron ne tárold a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 ° C -ot, például közvetlen napfényben, járműben vagy fémépületben.
- Az akkumulátort mindig a jogszabályoknak megfelelően dobd ki. A lemerült akkumulátorok is tartalmaznak energiát, ezért ártalmatlanítás előtt elektromos szalaggal takard le a 12 V -os csatlakozót, hogy megakadályozd az akkumulátor rövidzárlatát, ami tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne használd a készüléket a kádban, fürdőben, ahol nedvesség érheti. Ha belesett a vízbe akkor ne nyúlj utána, hanem azonnal húzd ki a hálózati csatlakozót.
- Amennyiben szétszeded a készüléket, úgy mindennemű garancia azonnal érvényét veszti! Ezután nem áll módunkban javítani a készüléket! Kérjük ezt vedd figyelembe!
- Ha bármelyik alkatrész nem működik megfelelően, akkor azonnal vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl! Köszönjük.

## Gyakran Ismételt Kérdések

### Hogyan és meddig töltssem fel?

Fontos! A készüléket mindig kikapcsolt állapotban kell tölteni. Addig amíg a piros Led világítása zöldre nem vált. A hosszabb akkumulátor élettartam érdekében érdemes 10% körüli akku állapotnál megkezdeni az újratöltést. A készülék markolata alján a Led színjelzéssel jelzi a töltöttségi szintet. (Piros, sárga, zöld).

### Miért érdemes használni?

Rezgéssel és ütéssel történő mély masszázst biztosít, ami csökkenti az izom- és ízületi fájdalmakat, javítja a mozgást, enyhíti az izmok fáradtságát és fájdalmát, ennek eredményeként gyorsabban gyógyulhat.

### Milyen gyakran kell használni a Blade Sport masszázspisztolyt?

Főként edzés előtt és edzés után érdemes használni a készüléket. Illetve pihenőnapokon nyújtás és stresszoldás mellett/helyett. Kivéve, ha folyamatos fájdalom áll fenn.

Ha úgy érzi, hogy a masszázs nagyobb fájdalmat okoz és már túlmeleg az egészséges szinten, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a kezelő orvosával.

### Hogyan és meddig kell használni?

A kívánt eredménytől függően javasoljuk, hogy a masszázspisztolyt legalább 15 másodpercig, legfeljebb 2 percig használja izomcsoportonként. A teljes test edzése pedig ne haladja meg a 15 percet. Naponta 2-3 alkalommal ismételhető a masszázs.

#### **30 másodperc = izom-aktiváció**

Az edzés vagy a testmozgás előtt 30 másodpercig használd a masszázspisztolyt alacsony sebességi fokozaton, hogy „felébressze” izmaid.

#### **15 másodperc = izom-reaktiváció**

Reaktiválja az izmokat edzés vagy bármilyen tevékenység közben. Csak 10-15 másodpercig használja az adott izomcsoporton. Ez újra energiát ad, enyhíti az izomgörcsöket és a fáradtságot, és aktívá teszi az izmokat.

#### **2 perc = Fájdalom csökkentése és regenerálás**

A fájdalom csökkentése érdekében legfeljebb 2 percig használd a masszázspisztolyt az adott izomcsoporton, ami azonnali regenerálást igényel.

### Használhatom magamon?

Természetesen. Úgy lett kialakítva a készülék, hogy önmasírozásra is tökéletesen alkalmas legyen. Ez volt az egyik fő szempont. Fogantyúja és markolata úgy lett tervezve, hogy még a hátad is meg tudod masszírozni vele.

### Miért válik pirossá a bőröm, amikor használom?

Egy terület masszírozása után a felhasználó gyakran tapasztalhatja a bőr vörösödését és minimális duzzanatát az ereknek, izomsejtek és fasciák kitágulása miatt. Viszont ezek jót jelentenek, nincs ok a pánikra. Amennyiben hosszabb ideig tapasztal gyulladást vagy fájdalmat, mindenképpen forduljon orvosához.

### Hogyan kell kivenni vagy kicserélni az Akkumulátort?

Az alábbi 2 perces kis videóban bemutatjuk, hogyan kell kivenni vagy kicserélni az akkumulátort.

**Fontos!** Az akkumulátor passzosan illeszkedik a fejegységbe, hogy a fokozott rezgő hatás ellenére se lazuljon ki, vagy legyen érintkezési probléma. Ebből adódóan erőteljesen kell húzni az akkumulátort és tartani a fejegységet, hogy ki tud cserélni.

A fekete akkumulátor kioldó gombot nyomd meg le az erre kialakított mélyedésnél, miközben erőteljesen húzod az akkumulátort.

**Figyelj rá, hogy kizárólag a mélyedésnél nyomd meg a gombot, ne a tetejénél, mert felcsúszhat a gomb és akár ki is törhet.** Ennek a cseréje és javítása a nem megfelelő használat miatt a garanciális kereteken kívül esik melynek díja 5000 ft + szállítási költség.

## Gyakran Ismételt Kérdések

### Hogyan kell megolajozni a masszázspisztolyt?

A masszázspisztolyt elegendő 3 havonta a hozzá tartozó olajjal megolajozni.

Első lépésként a hüvelyt, amibe a masszázsfejeket is illesztjük, azt nyomjuk be teljesen, ekkor tudsz csak kellően hozzáférni az olajozandó részhez.

A hüvely felső peremére, főleg a külső részére cseppentsünk pár csepp olajat 3-4 ponton körbe. A hüvely külső peremén lefolyva fog majd bejutni az olaj a célterületre. Ha a hüvely belső üreges részéből, ahová a fejet is teszed, onnan sajnos nem fog eljutni az olaj a megfelelő helyre.

### Dupla gumis fejet csak krémmel használd!

**Fontos!** Dupla gumis fejet kizárólag a krémekkel együtt használd, mert a hosszabb dupla fej miatt nehezebben fog csúszni a felületen és nagyobb erőhatás éri a masszázspisztoly elejénél lévő hüvelyt. Később emiatt hangosabb lesz a masszázspisztoly vagy berregni fog! Ezt kérlek tart szem előtt, és figyelj ár használat közben, mert az ebből adódó hibákra nem vonatkozik a garancia!

### Biztonságos-e a használata a testem minden területén?

A legtöbb test terület nagyon pozitívan reagál a masszázsra. De fokozott óvatossággal kezeld a nyak hátulját és oldalát. Ne kezelje a nyak / torok elejét. Ne használja visszerproblémákon, szöveti gyulladásokon, például öltéseknél és csontok gyógyulásánál.

Maradjon távol a daganatoktól, a nem diagnosztizált daganatoktól és a cisztáktól. Ne használja a masszázspisztolyt az arcon vagy a fejen. Használat előtt konzultáljon orvosával. A teljes biztonsági információkért olvassa el a felhasználói kézikönyvekben található teljes biztonsági útmutatót.

### Ruhán keresztül is lehet használni?

Az esetek többségében igen. A bő, lyukacsos, lezser ruhadaraboknál érdemes vigyázni, nehogy kárt tegyen az anyagban használat közben. Az ékszerektől, testékszerektől távol kell tartani, nehogy sérülést okozzon.

### Ha érzékeny a bőröm, akkor is használhatom a csupasz bőrfelületen?

Igen, a készüléket úgy tervezték, hogy ne okozzon az érzékeny bőrön sem irritációt. Ha nagyon érzékeny bőrrel rendelkezik és valamilyen kellemetlenséget tapasztal, próbálja meg a masszázspisztolyt a ruházat fölött használni.

### A várandós hölgyek is használhatják?

Az áldott állapotban lévő nőknek először orvoshoz kell fordulniuk, mielőtt bármilyen masszázskészülékünket használnának. Ha az orvos engedélyezi, akkor is minden esetben kerülje el a hasat!

### Hogyan segít a masszázspisztoly?

Az edzés utáni masszázis megakadályozza a fascia meghúzóódását, valamint a keletkezett tejsavat és salakanyagokat gyorsabban "nyomja ki" a szervezet.

Mindeközben az izomsejtek oxigénellátását és a keringés fokozza.

### Okozhat viszketést?

A viszketés gyakori érzés a keringés hirtelen növekedésével. Amikor az izomsejtek és az erek kitágulnak, az idegrendszer stimulálása kisebb viszketési érzéseket okozhat.

### Vizsgáltak a masszázspisztoly hatását?

A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy az "ütőmasszázs"

az izomszövet több mint harmincszor erősebb összehúzóódást eredményez, mint a sima masszázs.

Enyhíti az izomfeszültséget és csökkenti a csontokra és ízületekre nehezedő fizikai stresszt. Több oxigént és tápanyagokat juttat az izom- és fascia zövetekbe. Ennek eredményeként csökken a stressz és fájdalom, valamint javult az izomműködés. A rehabilitációs folyamatban használt "ütőmasszázs" felgyorsítja a trauma, műtét vagy betegség következtében sérült nem használatos atrofikus izmok gyógyulását és helyreállítását.

## Gyakran Ismételt Kérdések

### Használat előtti tudnivalók

A készülék használata előtt mindenképpen olvasd végig a magyarul írt használati útmutatót amit a termék táskájában találsz.

Pár fontosabb instrukcióval azonban itt is feltüntetünk:

- Az új akkumulátorokat az első használat előtt fel kell tölteni. Az első feltöltés 4-5 órán keresztül tartson. Később amit feltölt már tudod használni.
- Ne tedd az ujjad vagy bármilyen fémtárgyat a cserélhető masszázsfekék helyére a dugattyúba.
- Ne használj a Blade Sport által biztosított tartozékokon kívül más tartozékokat vagy akkumulátorokat.
- Ne használd a készüléket a fejen és a nemiszervek közelében. A nyaki szakaszon is kellő óvatossággal használd az oktatóvideók megnézése után.
- Figyelj rá, hogy a testszövet ne ragadjon, akadjon be a készülékbe vagy a mozgó alkatrészek közé.
- Ne használd nyílt sebeket vagy sebészeti beavatkozásokon (pl: varrat, metszések).
- Ne zárd el a motor szellőzőnyílásait.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében vedd le az akkumulátort a töltőről, ha már az a jelzőfény szerint feltöltött.
- Várandósság esetén való használat előtt mindenképpen konzultálj az orvosoddal.

### Kiknek ajánljuk a Blade Sport Masszázsasztal használatát?

- Él és hobbi Sportolóknak, Masszőröknek, álló munkát végzőknek, nehéz fizikai munkát végzőknek.
- Azoknak, akiknek munkahelyi feladataik során derék, hát és láb fájdalmaik vannak.
- Azoknak, akik rendkívül feszesek az izmaik és stresszes életet.
- Azoknak, akik valamilyen izom vagy lágyrészes sérülést szenvedtek és szeretnének gyorsabban felépülni.

### Milyen előnyökkel jár a Masszázsasztal használata?

- Felgyorsítja az izmok regenerálódását
- Növeli a vér és a nyirokáramlást
- Megkönnyíti az izomgörcsöket és a merevséget
- Javítja a tejsav tisztulást
- Aktiválja az idegrendszert és az izmokat
- Izomfáradtság, fájdalmak és csomók enyhítésében is szerepet játszhat.
- Természetes stresszoldó
- A fascial felszabadításában 7x hatékonyabb, mint egy habhenger.

### Hogyan fejti ki a hatását?

A legtöbb izomfájdalom kiváltó oka a feszültség. A masszázspisztoly ütésterápiás kezelése hatékonyan enyhíti a lágy szövetek feszültségét.

Az ütőmasszázs felülbírálja az agyi fájdalomjelzéseket, növeli a hőmérsékletet a szövetekben és felszabadítja a feszültséget. Mindezt tudományosan alátámasztott frekvencia számokon.

### Megéri a befektetést?

Gondolj bele, hogy mennyibe kerül egy sima masszázs és hány alkalom alatt térí meg számodra a befektetés. (5-10 alkalom alatt megtérül). Nem kell elmenned és időpontot egyeztetni a masszörökhöz olyan gyakran, így időt és pénzt is spórolsz.

### Mennyit bírnak az akkumulátorok?

Minden készülék lítium akkumulátorral rendelkezik, aminek a kapacitása terméktípusonként változik. 2,5 órától egészen 10 órás kapacitásig!

Lehetőséged van plusz akkumulátort is vásárolni a masszázspisztolyhoz, így azonnal ki tudod cserélni a feltöltött akkumulátorra és nem kell megszakítanod a töltéssel a munkádat.



## Gyakran Ismételt Kérdések

### Van garancia a masszázspisztolyra?

Természetesen. 30 nap teljes pénzvisszafizetésre Garanciát vállalunk. Plusz terméktípustól függően 1-2 év Garanciát. Ha bármi gond adódik írj nekünk és orvosoljuk a problémát.

cs@bladesport.eu

**Figyelem!** Ha leesik, összetörik, rálépnek, vagy bármilyen egyéb nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodásodásra a garancia nem vonatkozik!

### Van garancia a krémekre?

A bontatlan csomagolású krémek esetén természetesen itt is él a 30 napos pénzvisszafizetési garancia. Higiéniai okok miatt, sajnos a felbontott termékre már nem vonatkozik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási vagy felmondási jogát

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval.

### Gyári garancia ideje

A Blade Sport masszázspisztolyok kiváló minőségű ipari alkatrészekkel készülnek, amelyek nagyon tartósak. Viszont, ha bármilyen meghibásodást tapasztalsz, akkor a gyári jótállás az alábbi idő intervallumokra terjed ki.

Készülék és töltő: Elit :2 év, Pro+: 1 év, Pro: 1 év, Classis: 1 év

Lítium akkumulátorok: 6 hónap

Cserélhető Masszázsfejek: 2 év

Garancia plusz szolgáltatásunkkal lehetőség van plusz garanciát vásárolni a készülékhez.

### Akkumulátor garancia

A lítium akkumulátorokra **6 hónap** gyári garanciát vállalunk, készülékektől függetlenül.

Természetesen ha maga a masszázspisztoly hibásodik meg és nem az akkumulátor akkor a fent említett garancia keretein belül ingyenesen cseréljük.

Az akkumulátorok élettartamát az alábbi módokon tudod növelni:

- Ne hagyd a töltőn, feltöltés után.
- Használd rendszeresen. Ha csak áll fél évet bekapcsolás nélkül, azzal nem teszel jót. Ha teheted, legalább heti egy alkalommal használd.
- Ne töltsd állandóan, csak akkor ha lemerült vagy már 20% alatt jelez a kijelző.

**Figyelem!** Ha az akkumulátor kioldó gombot, nem rendeltetés szerűen a kialakított mélyedésben nyomod, hanem a tetején erőteljesen, akkor elmozdulhat vagy kieshet. Ennek a javításának a díja: 7500 Ft+ szállítási költség.

### Az akkumulátor töltöttségi szintje nem mindig egyenletesen csökken. Mennyire pontos?

Az akkumulátor töltöttségi szintje nem karakterenként csökken. 20%-os a visszajelzési küszöb. Ha 90%-os töltöttségi szint után 70%-et látsz, akkor az nem gyári hiba lesz, nem kell aggódnod. Viszont ha 30-50%al hirtelen csökken a töltöttség, akkor valószínűleg akkumulátor hibáról van szó.

### Hangos és zörög a masszázspisztoly!?

A masszázspisztoly idővel kicsit hangosabb lesz a gyári, új állapotánál, de még így is 45 DB alatt marad.

A következő okok miatt adhat ki berregő rendellenes hangot:

- Nincs megfelelően rányomva a fej a foglatba és ha így van használva akkor nyíró erőhatás éri a nyak részt, ami idővel bele fog érni egy másik alkatrészbe és berregni fog!
- Nem megfelelő szögben van rányomva az adott testrészre a masszázspisztoly és az erőhatás miatt a fej részénél így hiba keletkezik.
- Megsérül, vagy leesik a pisztoly.

Ezekben az esetekben felhasználói hibáról van szó, így a garancia ezen hibákra nem terjed ki.

A javítási költség általában ilyen esetben 8-10 ezer forint + szállítási költség! (Ez esetben írd meg nekünk e-mailben, hogy szeretnéd a hangja miatt megjavíttatni a készüléket és kollégánk megírja a pontos teendőket és az árat.)

Ezt kérlek vásárlás előtt vedd figyelembe!!!

## Gyakran Ismételt Kérdések

### **Cserekészüléket tudtok biztosítani addig, amíg a szervizelés folyik?**

Amennyiben megvásároltad a Grancia plusz szolgáltatásunkat, abban az esetben, a szerviz idejére is biztosítunk számodra egy cserekészüléket, hogy ne maradj egy napot sem masszázspisztoly nélkül.

A készülékedet csomagcserével fogjuk felvenni és kicserélni, így a postázással sem kell bajlódnod. A csomagcsere költségét pedig teljes mértékben mi vállaljuk, neked nem kell fizetni semmit.

### **Ha a futárszolgálat hibázott?!**

A garancia plusz szolgáltatás keretein belül az elveszett és megsérült csomagokért is 100% -ban mi vállalunk felelősséget és kérdés nélkül újat küldünk! Téged semmilyen plusz utánjárás és ügyintézés nem terhel.

### **Mikor veszíted el a garanciát?**

Amennyiben szétszeded a készüléket, úgy mindennemű garancia azonnal érvényét veszti! Ezután nem áll módunkban javítani a készüléket! Kérjük ezt vedd figyelembe!

### **Hogyan történik a visszatérítés?**

Ha nem vagy elégedett a termékkel, akkor jelezd az cs@bladesport.eu címen. Kollégánk felveszi veled a kapcsolatot és megadja a pontos címet ahova vissza kell küldened a terméket, hiánytalanul, minden tartozékával együtt. Ha ez megtörtént és beérkezett hozzánk a csomag, akkor 3 munkanapon belül visszautaljuk a megadott bankszámlára a teljes vételárat. (Postai úton plusz 2500 ft-os díjon tudjuk visszaküldeni a vételárat. Érdemes bankszámlára utalást választani.)

### **Kitörtem az akkumulátor kioldó gombot, mi a teendő?**

A termékhasználati résznél egy 2 perces videóban és pontos instrukciókkal mutattuk be a helyes akkumulátor cserélés lépéseit.

**Fontos!** Az akkumulátor passzosan illeszkedik a fejegységbe, hogy a fokozott rezgő hatás ellenére se lazuljon ki, vagy legyen érintkezési probléma. Ebből adódóan erőteljesen kell húzni az akkumulátort és tartani a fejegységet, hogy ki tud cserélni.

A fekete akkumulátor kioldó gombot nyomd meg le az erre kialakított mélyedésnél, miközben erőteljesen húzod az akkumulátort. Figyelj rá, hogy kizárólag a mélyedésnél nyomd meg a gombot, ne a tetejénél, mert felcsúszhat a gomb és akár ki is törhet.

**A kioldó gomb cseréje és javítása a nem megfelelő használat miatt a garanciális kereteken kívül esik, melynek díja: 5000 ft + szállítási költség.**

### **Hibás terméket kaptam, mi a teendő?**

Kollégáink mindig ellenőrzik feladás előtt, hogy a termék hibátlan állapotban kerüljön feladásra. A csomag átvételét követően győződjön meg a termék hibátlan működéséről. Ha bármi oknál fogva gyári hibás terméket kapna, akkor az átvételt követően 10 munkanapon belül jelezze felénk és a garancia keretein belül természetesen kicseréljük egy teljesen új készülékre.

Kollégáink körültekintően átnézik a termékeket feladás előtt és a feladásról bizonyító erejű videófelvétel is készül. A nem rendeltetésszerű használatból adódó hibák, nem minősülnek gyári hibának. Az ezzel kapcsolatos csere vagy javítás költséget vonhat maga után. Erről bővebben a gyakori kérdéseknél olvashat.

### **Hogyan kell visszaküldenem a csomagot?**

Fontos! Minden visszaküldött csomagnak tartalmaznia kell az ügyfélszolgálat által elektronikus megküldött, és általad kitöltött űrlapot. A terméket kizárólag, ennek a meglétével tudjuk beazonosítani.

## **Mi a titok?**

Minden szakmai mélységtől eltekintve az egyszerű válasz az izommerevség. Ha erre az egy dologra gondosan odafigyelünk, akkor varázsütés szerűen megoldódhatnak a panaszaink.

Az ízületek körül található izmok szándékosan megmerevednek, letapadnak, hogy védjék az ízületeket a további sérülésektől. A várfalként őrző izmokon soha nem jutnak át az ízületekhez a felszabadítást okozó hatóanyagok. Ilyenkor a gyógynövények megfelelő arányú kombinációja lazíthatja, oldhatja az izomgörcsöket és a letapadásokat. Így a jótékony gyógynövények átjuthatnak az izmokon, és elvégzik munkájukat.

## **Kiknek Ajánljuk?**

Hobby és élsportolóknak! Azoknak, akik tudják, hogy a bemelegítés mennyire hangsúlyos kérdés és szeretnék gyorsítani és támogatni a folyamatot! Valamint nem szeretnék egy edzést sem kihagyni az esetleges sérülések miatt, mert hosszútávban gondolkodnak az izmaik védelméről.

A fizikai munkát végzők számára, akiknek nap mint nap szükségük van az erejükre, állóképességükre, anélkül, hogy folyamatosan fájdalmat éreznének munka közben és munka után.

## **Fontos információk!**

A krémek a hűtőben nem tárolhatóak! A gyógynövények a hideg hatására (10 Celsius fok alatt) elveszítik a hatóanyag-tartalmukat!

Nyílt sebbe semmiképpen ne kend bele! A krém így meggátolja a szövetek természetes regenerációját, valamint a fertőzés veszélye is fennáll, ha a kezetről valamilyen szennyeződés a sebbe kerül.

Doppingmentes termék! Bár a hatékonysága néha megkérdőjelezi a kizárólag természetes gyógynövényekből álló összetevőket. Számtalan élsportoló és olimpikon biztonsággal használja, neked sem kell aggódnod.

## **Mi a titok?**

A Reborn "varázsereje, a megfelelően összeválogatott gyógynövénykoncentrátum arányában és ezek magas hatóanyag tartalmában rejlik. A kifejttet hatását már az első néhány alkalom után érezni fogod. Ezért örvend egyre nagyobb népszerűségnek a regenerációs krémek piacán.

A 12 féle gyógynövény megfelelő kombinációja, ma is ugyanolyan hatékonysággal segít a problémákon, mint évezredekkel ezelőtt. Ezt a gyógyírt ötvöztük a modern technológiákkal, az egyedi receptúrával és a megnövelt hatóanyag-tartalommal!

## **Főbb hatóanyagok és gyógynövények:**

Aloe vera, erdei fenyő, árnika, körömvirág, boróka, eukaliptusz, kakukkfű, kamilla, kurkuma, menta, mentol, kámfor, rozmaring, vadgesztenye.

A gyulladást csökkentő, vérkeringést fokozó, görcsoldó és fájdalomcsillapító gyógynövények sora segít elérni a mielőbbi kívánt hatást!

## **Fontos információk!**

A krémek a hűtőben nem tárolhatóak! A gyógynövények a hideg hatására (10 Celsius fok alatt) elveszítik a hatóanyag-tartalmukat!

Nyílt sebbe semmiképpen ne kend bele! A krém így meggátolja a szövetek természetes regenerációját, valamint a fertőzés veszélye is fennáll, ha a kezdről valamilyen szennyeződés a sebbe kerül.

Doppingmentes termék! Bár a hatékonysága néha megkérdőjelezi a kizárólag természetes gyógynövényekből álló összetevőket. Számtalan élsportoló és olimpikon biztonsággal használja, neked sem kell aggódnod.

## **100% Pénzvisszafizetési Garancia!**

A gyógynövények ma ugyanolyan hatékonysággal működnek, mint évezredekkel ezelőtt! Annyira biztosak vagyunk a krémeink, hatásában, hogy 100% garanciát vállalunk rá. Ha úgy érzed, hogy nem vagy elégedett az eredménnyel, akkor csak jelezd felénk és küld vissza az üres tégelyt, mi pedig visszatérítjük a termék teljes vételárát!